

Touch Pad

Monteringsplate


Monteringsplate settet inneholder:

- Dobbel monteringsplate og avstandsstykke
- Skruer x 3
- Umbrakonøkkel

Hvordan montere braketten



Finn skrueshullene på
Grid Pad Touch 10



Monter avstandstykket og
monteringsplaten på maskinen
som vist.

Dra til skruene for hånd ved hjelp av
medfølgende umbrakonøkkel.

Når monteringsplaten er montert, og sitter bra, kan du følge Grid Pad Touch 10 manualen for å få videre beskrivelse for montering på stativet.

Smartbox

STMP-MAN-NO-A