


Talk Pad


Montageplaat

De set voor de montageplaat bevat het volgende:

- Montageplaat (10096-03 of 10096-04)
- Schroeven x 3
- Inbusleutel














Kijk op de achterkant van je apparaat waar de drie gaten zitten voor de montageschroeven.



Bevestig de montageplaat zoals hier wordt weergegeven. Draai de schroeven vast met behulp van de inbegrepen inbusleutel.

Nadat je de plaat stevig hebt vastgedraaid, volg je de bijgevoegde instructies bij je montagesysteem om je apparaat te bevestigen.

Uitleg van de symbolen

Symbol	Betekenis
	Europees conformiteitssymbool om naleving van EU-wetgeving te verklaren.
	Symbool voor lezen handleiding
	UK Conformity Assessed-symbool om conformiteit in het VK aan te geven
	Unieke apparaat-ID
	Medisch apparaat
	Gemachtigde vertegenwoordiger van de EU
	Gemachtigde vertegenwoordiger van Zwitserland
	Modelnummer
	Serienummer
	Min./max. temperatuur voor opslag en vervoer
	Min./max. vochtigheid voor opslag en vervoer

Je apparaat reinigen en ontsmetten

- Reinig alle externe oppervlakken met een vochtige doek of alcoholdoekje.
- Laat het apparaat drogen.
- Hardnekkig vuil en resten kun je met een tandenborstel of iets dergelijks verwijderen.

Gebruik geen reinigingsvloeistof, gel of poetsmiddel rechtstreeks op je apparaat, en dompel het niet onder in water.

Deze montageplaat wordt vervaardigd door Smartbox Assistive Technology Ltd.

VK: Smartbox Assistive Technology Ltd Ysobel House, Enigma Commercial Centre Sandys Road Malvern WR14 1JJ.

EU: REHAVISTA GmbH, Konsul-Smidt-Str. 8c, 28217 Bremen, Duitsland

Modelnummers: 10096-03 / 10096-04

Compatibel met:

TP08E	TP10E	TP10H
TS08E	TS10E	TS10H
TP08E - HOES	TP10E - HOES	TP10H - HOES

Vraag om ondersteuning via hub.thinksmartbox.com